



Massblatt Silicon-Liner untere Extremität

Kundennr.: _____ Firma: _____
 Auftragsnr.: _____ Strasse.: _____
 Datum: _____ PLZ/Ort: _____
 Orthopädie-Techniker: _____ Telefon: _____ Fax: _____

Patientendaten

Name: _____ Betroffene Seite: links rechts
 Geburtsdatum: _____ Geschlecht: männlich weiblich

Konfiguration

Probeliner Definitivliner
 mit Aufnahme für Pin (M10) ohne Aufnahme für Pin
 individuelles Polster / Narbenausgleich

Silikon:
 Shorehärte 20° 35°
 Stärke 1,8mm 2mm __mm

Silikongelbeschichtung
 Silikonkeil zu Linerfixierung
 Extensionsstreifen zur Längshubminimierung

Angeliefert wurden

Gipspositiv modelliert unmodelliert
 Gips porös Gips hart


Gipsnegativ
 Aufnahme für Pin (M10)
 Fotos / Dias

Bemerkungen:

Stumpfverlauf und Begrenzungen des Liners einzeichnen

Individuelles Polster / Narbenausgleich: Grösse und Länge bitte auf dem Gipsmodell einzeichnen

Pinpositionen und Lotlinien frontal und lateral auf dem Gipsmodell einzeichnen



Höhe alle 3 cm ab Stumpfende	Umfangsmasse		
	Stumpf	Gips	Modell

Orthopädie-Techniker | A.Stamos