




Massblatt Teilhandprothese

Kundennr.: _____ Firma: _____
Auftragsnr.: _____ Strasse.: _____
Datum: _____ PLZ/Ort: _____
Orthopädie-Techniker: _____ Telefon: _____ Fax: _____

Patientendaten

Name: _____ Betroffene Seite: links rechts
Geburtsdatum: _____ Geschlecht: männlich weiblich

Saugkanal: ja nein Nägel: Silikon Acryl
 Teilhand mit Finger Vollhand
 Teil- oder Vollhand individuelle Form und Farbe
 Teil- oder Vollhand individuell nach Farbmuster PVC-Handschuh: _____
 gewählter Handschuh: _____ Hersteller: _____
Bemerkungen: _____



- Stumpf in Skizze einzeichnen
- Stumpfumfänge messen und an den Massstellen in die Skizze eintragen
- Benachbarte Finger und entsprechende Finger der erhaltenen Hand vermessen und Masse einzeichnen